

## 包 15-HIV 抗体尿液检测试剂

### HIV 抗体尿液检测试剂技术参数

- 1、检测方法：酶联免疫法。
- 2、产品注册证：要有国械注准证。
- 3、尿液与血液样本检测结果的一致性（以血液确证结果为比较标准）：灵敏度 $\geq$ 98% 特异性 $\geq$ 99%。
- 4、保存方式：2~8℃干燥保存,有效期 $\geq$ 10 个月。
- 5、包装规格：96 人份/盒。
- 6、交货日期：供货通知送达之日起 20 个工作日内到货。
- 7、保质期:10 个月（交货时，实际使用效期 $\geq$ 8 个月）。